

INHALT

Lieferumfang	1	Aufsätze und Anwendungsbereiche	6
Auf einen Blick	1	Gebrauch	6
Symbole	2	Pflege und Aufbewahrung	7
Signalwörter	2	Problembhebung	7
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2	Entsorgung	8
Wann darfst du das Gerät nicht benutzen?	3	Technische Daten	8
Sicherheitshinweise	4		
Akku	5		

LIEFERUMFANG

- Mini Massage Gun
- Gabel-Aufsatz
- Flach-Aufsatz
- Patronen-Aufsatz
- Kugel-Aufsatz
- USB-Kabel (A-Stecker auf USB-C-Stecker)
- Gebrauchsanleitung


Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen.

Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!

AUF EINEN BLICK

(Bild A)

- 1 Aufnahme für den Aufsatz
- 2 Haupteinheit
- 3 Griff
- 4 Kontrollleuchten Intensitätstufe
- 5  Start / Stopp / Intensitätstufe einstellen
- 6 Ladebuchse
- 7 Betriebsleuchte
- 8 Kugel-Aufsatz
- 9 Gabel-Aufsatz
- 10 Flach-Aufsatz
- 11 Patronen-Aufsatz



Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir freuen uns, dass du dich für unsere **MAXXMEE Mini Massage Gun** entschieden hast. Sie arbeitet mit bis zu 3200 Schlägen pro Minute und liefert so eine kraftvolle Massage der Extraklasse – ideal, wenn du beim Sport, im Alltag oder im Job wieder alles gegeben hast. Die Durchblutung wird dabei intensiv angeregt und deine Beweglichkeit wiederhergestellt. Jetzt kannst du dir immer und überall eine Massagepause gönnen, schließlich passt das schlanke und kabellose Power-Tool in nahezu jede Tasche. Solltest du Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, wende dich an den Kundenservice über unsere Website: www.dspro.de/kundenservice

Wir wünschen dir viel Freude an deiner **MAXXMEE Mini Massage Gun**.

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lies vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.



SYMBOLE



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor der Benutzung lesen!



Schaltzeichen für Gleichstrom

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Gerät ist zur Massage des gesamten Körpers bestimmt und dient der Entspannung. **Es ist kein Ersatz für eine medizinisch notwendige Behandlung.**
- Das Gerät ist **kein** Spielzeug.
- Vor dem Schlafengehen sollte das Gerät nicht benutzt werden. Massagen haben eine stimulierende Wirkung, was ggf. zu Einschlafproblemen führen kann.



- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche oder medizinische Nutzung bestimmt.
 - Das Gerät nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
 - Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.
- Schwangere oder frisch Entbundene;
 - Menschen, die an Durchblutungsstörungen oder Thrombose leiden;
 - Menschen, die sich einer Operation unterzogen haben, deren Behandlung noch nicht abgeschlossen ist;
 - Menschen mit körperlichen Anomalien;
 - Menschen, die ein Malignom haben.
- Das Gerät nicht benutzen in der Nähe bzw. auf:
 - Verletzungen,
 - Schwellungen,
 - Hautreizungen,
 - entzündeten Hautpartien,
 - Warzen,
 - Pilzinfektionen,
 - krankhaften Hautveränderungen,
 - Knochen,
 - Kopf,
 - Intimbereich,
 - betäubten oder gefühllosen Körperstellen.

WANN DARFST DU DAS GERÄT NICHT BENUTZEN?

- Kinder, schlafende oder bewusstlose Personen sowie Tiere dürfen nicht mit dem Gerät behandelt werden.
- Folgende Personen dürfen das Gerät **nur nach Rücksprache mit einem Arzt** verwenden:
 - Träger eines Herzschrittmachers oder ähnlicher medizinischer Implantate;
 - Menschen mit Herzerkrankungen oder Epileptiker;
 - Menschen mit Erkrankungen im Rücken oder bei Wirbelsäulenleiden;
 - Menschen, die an Osteomyelitis, Knochenentzündung (insbesondere bei Schädigung der Wirbelsäule) oder unter Osteoporose leiden;
- **Die Nutzung des Gerätes auf Gelenken bzw. rundum Gelenke ist ausschließlich geschulten Personen vorbehalten.**

Bei Unsicherheit, ob das Gerät benutzt werden darf, Rücksprache mit einem verantwortlichen Arzt halten.

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Es besteht Verletzungsrisiko durch falsche Benutzung!
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Es darf nur durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) auseinandergenommen und/oder repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten. Es besteht Erstickengefahr.
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist. Es besteht strangulationsgefahr.
- Sollte der Akku auslaufen, Körperkontakt mit der Batteriesäure vermeiden. Gegebenenfalls Schutzhandschuhe tragen. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und sofort medizi-

nische Hilfe in Anspruch nehmen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure.

- Im Interesse der eigenen Sicherheit das Gerät und die Anschlussleitung vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Das Gerät nur benutzen, wenn es funktionsfähig ist.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es eine Fehlfunktion hatte oder ins Wasser gefallen ist. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.



WARNUNG – Gefahr durch Akku

- Die Haupteinheit mit eingebautem Akku darf nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder hohen Temperaturen über +40 °C ausgesetzt werden. Der Akku könnte sich entzünden oder explodieren.
- Sicherstellen, dass das Gerät, und vor allem die Haupteinheit, nicht nass werden kann. Das Gerät nicht benutzen, wenn Flüssigkeit eingedrungen ist. Der Akku in der Haupteinheit könnte sich entzünden oder explodieren.
- Das Gerät während des Ladens nicht abdecken, um eine Überhitzung zu vermeiden.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt oder an das Stromnetz angeschlossen wird.
- Darauf achten, dass die Anschlussleitung nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt.
- Wenn das Netzteil aus der Steckdose gezogen wird, immer am Netzteil und nie am Netzkabel ziehen.
- Das Gerät nicht an der Anschlussleitung ziehen oder tragen. Das Netzkabel nie um das Netzteil wickeln.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Das Gerät vor Wärmequellen, offenem Feuer, Minustemperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.


AKKU

Akku aufladen

Beachten!

- Es wird zusätzlich ein USB-Netzadapter benötigt, der den technischen Daten des Gerätes entspricht (siehe Typenschild oder „Technische Daten“). Dieser ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Kurzschlussgefahr! Keine leitenden Gegenstände (z. B. Schraubendreher oder Ähnliches) in die Ladebuchse stecken.
- Das Gerät nur in geschlossenen Räumen laden.
- Das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit laden.

Vor der ersten Inbetriebnahme den Akku unbedingt vollständig aufladen, um die maximale Ladekapazität zu erreichen.

1. Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Dafür die Taste  (5) ca. 3 Sekunden drücken.
2. Den USB-C-USB-Stecker des USB-Kabels in die Ladebuchse (6) am Gerät und den USB-Stecker in die Buchse eines geeigneten USB-Netzadapters stecken.
3. Den USB-Netzadapter an eine gut zugängliche Steckdose anschließen. Die Betriebsleuchte (7) leuchtet rot. Wenn sie grün leuchtet, ist der Akku voll aufgeladen.
4. Den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen und das USB-Kabel von USB-Netzadapter und Gerät trennen.

AUFSÄTZE UND ANWENDUNGSBEREICHE



(Bilder C–F)

- **Kugel-Aufsatz (8):**
für große Muskelgruppe wie z. B. Quadrizeps und Gluteus maximus sowie zur punktuellen Lockerung bei Muskelkater
- **Gabel-Aufsatz (9):**
für Nacken, Rückenstrecker, Waden o. Ä.
- **Flach-Aufsatz (10):**
zur Entspannung für den gesamten Körper geeignet
- **Patronen-Aufsatz (11):**
für tieferliegendes Gewebe sowie für Füße, Hände usw.

GEBRAUCH

Beachten!

- Das Gerät nicht unter einer Decke o. Ä. verwenden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Das Gerät nicht verwenden, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Aus hygienischen Gründen sollte der Kugel-Aufsatz nicht auf eingecremter oder eingeeölter Haut verwendet werden.
- Sollte ein unangenehmes Gefühl bzw. ein Kribbeln in der Hand, mit der das Gerät gehalten wird, auftreten, die Benutzung unterbrechen und ggf. Rücksprache mit einem Arzt halten.

1. Den gewünschten Aufsatz bis zum Anschlag in die Aufnahme (1) an der Haupteinheit (2) einsetzen.
2. Die Taste  (5) ca. 3 Sekunden lang drücken, um das Gerät einzuschalten. Die Betriebsleuchte (7) leuchtet grün und die Kontrollleuchten (4) leuchten nacheinander kurz auf. Das Gerät beginnt auf Intensitätsstufe 1 zu arbeiten. Während des Gebrauchs blinkt die Betriebsleuchte in regelmäßigen Abständen grün.
3. Die Taste  kurz drücken, um zwischen den Intensitätsstufen zu wechseln. Die Anzahl der leuchtenden Kontrollleuchten zeigt an, welche Intensitätsstufe aktuell eingestellt ist.




Wir empfehlen mit der niedrigsten Stufe zu beginnen und die Intensität nach und nach zu steigern.

4. Das Gerät am Griff (3) halten und den Aufsatz mit leichtem Druck über den gewünschten Körperbereich führen. **Nicht zu starken Druck ausüben!**



Wir empfehlen einen Muskelbereich nicht länger als max. 15 Minuten am Stück zu massieren.

5. Um das Gerät auszuschalten, die Taste  ca. 3 Sekunden lang drücken. Die Kontrollleuchten leuchten nacheinander kurz auf und erlöschen. Die Betriebsleuchte erlischt ebenfalls.

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Vergewissern, dass das Gerät ausgeschaltet und nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.

- Den verwendeten Aufsatz von der Haupteinheit (2) abnehmen und reinigen. Alle Aufsätze **außer der Kugel-Aufsatz (8)** können mit warmem Wasser und einem mildem Reinigungsmittel gereinigt werden.
- Die Haupteinheit und den Kugel-Aufsatz mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- Das Gerät und alle Zubehörteile im Aufbewahrungskoffer an einem vor Sonne geschützten, trockenen Ort sowie für Kinder und Tiere unzugänglich lagern.

PROBLEMBEHEBUNG

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den nachfolgenden Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren!

Die Betriebsleuchte (7) leuchtet nicht rot, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist.

Der USB-Netzadapter steckt nicht richtig in der Steckdose bzw. der USB-Stecker steckt nicht richtig in der Ladebuchse (6) bzw. in der Anschlussbuchse am USB-Netzadapter.

- ▶ Den Sitz der Steckverbindungen korrigieren.

Die Steckdose ist defekt.

- ▶ Eine andere Steckdose ausprobieren.

Es ist keine Netzspannung vorhanden.

- ▶ Die Sicherung des Netzanschlusses überprüfen.

Der Akku ist voll geladen.

- ▶ Das Gerät vom Stromnetz trennen.

Das Gerät startet nicht.

Der Akku ist leer.

- ▶ Den Akku aufladen.

DE

ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Das Gerät mit eingebautem Akku nicht über den normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	00567
ID Gebrauchsanleitung:	Z 00567 M DS V1 0820 dk
Modellnummer:	DT-M01
Akku:	3,7 V (Li-Ion Akku, 3600mAh)
Stromversorgung:	5 V, 1 A USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
Akku-Ladedauer:	ca. 1,5 Stunden
Akku-Betriebsdauer:	bis ca. 9 Stunden (bei voll aufgeladenem Akku)



Alle Rechte vorbehalten.

CONTENTS

Items Supplied	9
At A Glance	9
Symbols	10
Signal Words	10
Intended Use	10
When May the Device Not Be Used?	11
Safety Notices	11
Battery	13

Attachments and Areas of Application	13
Use	13
Care and Storage	14
Troubleshooting	15
Disposal	15
Technical Data	15

ITEMS SUPPLIED

- Mini massage gun
- Fork attachment
- Flat attachment
- Cartridge attachment
- Sphere attachment
- USB cable (A-connector to USB C-connector)
- Operating instructions


Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device.

Never remove the rating plate and any possible warnings!

AT A GLANCE

(Picture A)

- 1 Mount for the attachment
- 2 Main unit
- 3 Handle
- 4 Intensity level control lamps
- 5  Start / Stop / Set intensity level
- 6 Charging socket
- 7 Operating lamp
- 8 Sphere attachment
- 9 Fork attachment
- 10 Flat attachment
- 11 Cartridge attachment



Dear Customer,

We are delighted that you have chosen our **MAXXMEE mini massage gun**. It operates at up to 3200 strokes per minute and thus delivers a superb powerful massage – ideal whenever you have given your all doing sport, everyday tasks or your job. Blood circulation is intensely stimulated and your flexibility is restored. You can now treat yourself to a break with a massage whenever and wherever you want because the slender and cordless power tool will fit in almost any bag. If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, contact the customer service department via our website:

www.dspro.de/kundenservice

We hope you have a lot of fun with your **MAXXMEE mini massage gun**.

Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.



SYMBOLS



Danger symbols: These symbols indicate possible dangers. Read the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Symbol for direct current

SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

NOTICE – may result in risk of damage to material

INTENDED USE

- The device is intended to be used for massaging the whole body and is used for relaxation. **It is not a substitute for medically required treatment.**
- The device is **not** a toy.
- The device should not be used before going to sleep. Massages have a stimulating effect, which may lead to problems getting to sleep.
- The device is for personal use only and is not intended for commercial or medical applications.
- The device should only be used as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.



WHEN MAY THE DEVICE NOT BE USED?

- Children, people who are sleeping or unconscious and animals must not be treated with the device.
- The following people may use the device **only following consultation with a doctor:**
 - people who are fitted with a pacemaker or similar medical implants;
 - people with heart disease or who suffer from epilepsy;
 - people who have back complaints or spinal disorders;
 - people who suffer from osteomyelitis, bone inflammation (in particular if the spinal column is damaged) or from osteoporosis;
 - women who are pregnant or have just given birth;
 - people who suffer from circulation problems or thrombosis;
- people who have undergone an operation for which the treatment is not yet complete;
- people with physical abnormalities;
- people who have a malignant tumour.
- Do not use the device in the vicinity of or on:
 - injuries,
 - swelling,
 - skin irritations,
 - infected skin,
 - warts,
 - fungal infections,
 - abnormal changes in the skin,
 - bones,
 - the head,
 - the genital area,
 - body parts which have been anaesthetised or have no feeling.
- **Only trained people may use the device on joints or around joints.**

If you are unsure whether the device may be used, consult a responsible doctor.

SAFETY NOTICES

- This device is not intended to be used by people (including children) with reduced sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or have received instruction from this person on how to use the device safely. There is a danger of injury from incorrect use!
- Do not make any modifications to the device. It may only be taken apart and/or repaired by the manufacturer, customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards.



WARNING – Danger of Injury

- Keep children and animals away from the packaging material. There is a danger of suffocation.
- Make sure that the connecting cable is always kept out of the reach of small children and animals. There is a danger of strangulation.
- If the battery leaks, avoid physical contact with the battery acid. Wear protective gloves if necessary. If you touch battery acid, rinse the affected areas with abundant clear water straight away and seek medical assistance immediately. There is a danger of burns from battery acid.
- In the interest of your own safety, inspect the device and the connecting cable for damage each time before you use it. Use the device only if it is in working order.
- Make sure that the connecting cable does not present a trip hazard.
- Do not use the device if it has malfunctioned or fallen into water. Have it checked in a specialist workshop before using it again.



WARNING – Danger from Rechargeable Batteries

- The main unit with a built-in battery must not be taken apart, thrown into a fire or exposed to high temperatures of over +40 °C. The battery could ignite or explode.

- Make sure that the device, and in particular the main unit, cannot get wet. Do not use the device if liquid has got into it. The battery in the main unit could ignite or explode.
- Do not cover the device during charging to prevent overheating.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- The device must be switched off when the device is connected to or disconnected from the mains power.
- Make sure that the connecting cable is not squashed, bent or laid over sharp edges and does not come into contact with hot surfaces.
- When the mains adapter is pulled out of the plug socket, always pull on the mains adapter and never the mains cable.
- Do not pull or carry the device by the connecting cable. Never wind the mains cable around the mains adapter.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid possible damage.
- Protect the device from heat sources, naked flames, sub-zero temperatures, persistent moisture, wet conditions and impacts.


BATTERY

Charging the Battery

Please Note!

- A USB mains adapter corresponding to the technical data of the device is also required (see rating plate or "Technical Data"). This is not supplied with the device.
- Risk of a short circuit! Do not stick any conducting objects (e. g. a screwdriver or similar implement) into the charging socket.
- Charge the device only in closed rooms.
- Do not charge the device in rooms with high humidity.

It is essential that you charge up the battery fully before you first use the device in order to achieve the maximum charging capacity.

1. Make sure that the device is switched off. To do this, press the  button (5) for approx. 3 seconds.
2. Plug the USB-C-USB connector of the USB cable into the charging socket (6) on the device and the USB connector into the socket of a suitable USB mains adapter.
3. Connect the USB mains adapter to an easily accessible plug socket. The operating lamp (7) lights up red. When it lights up green, the battery is fully charged.
4. Pull the USB mains adapter out of the plug socket and disconnect the USB cable from the USB mains adapter and the device.

ATTACHMENTS AND AREAS OF APPLICATION



(Pictures C–F)

- **Sphere attachment (8):**
for a large muscle group such as quadriceps and gluteus maximus and for targeted relaxation for sore muscles
- **Fork attachment (9):**
for the neck, back extensors, calves or similar muscles
- **Flat attachment (10):**
suitable for relaxing the whole body
- **Cartridge attachment (11):**
for deeper tissue and for the feet, hands etc.

USE

Please Note!

- Do not use the device under a blanket or similar cover to prevent overheating.
- Do not use the device when it is connected to the mains power.
- For hygiene reasons, the sphere attachment should not be used on skin which has had cream or oil applied.
- If you experience an unpleasant feeling or tingling sensation in the hand holding the device, stop using it and consult a doctor if necessary.

1. Insert the attachment you want as far as it will go into the mount (1) on the main unit (2).
2. Press the  button (5) for approx. 3 seconds to switch on the device. The operating lamp (7) lights up green and the control lamps (4) briefly light up one after the other. The device starts to operate on intensity level 1. The operating lamp flashes green at regular intervals during use.
3. Press the  button briefly to switch between the intensity levels. The number of control lamps lit indicates which intensity level is currently set.




We recommend starting with the lowest level and gradually increasing the level of intensity.

4. Hold the device by the handle (3) and guide the attachment with gentle pressure over the area of the body you want. **Do not apply too much pressure!**



We recommend that you do not massage one area of muscle for longer than max. 15 minutes in one go.

5. To switch off the device, press the  button for approx. 3 seconds. The control lamps briefly light up one after the other and then go out. The operating lamp also goes out.

CARE AND STORAGE

Please Note!

- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents or cleaning pads to clean the device. They may damage the surfaces.

Make sure that the device is switched off and is not connected to the mains power.

- Remove the used attachment from the main unit (2) and clean it. All attachments **apart from the sphere attachment (8)** can be cleaned with warm water and a mild cleaning agent.
- Wipe down the main unit and the sphere attachment with a slightly damp cloth.
- Store the device and all accessories in the storage case in a dry place which is protected from sunlight and is out of the reach of children and animals.

TROUBLESHOOTING

If the device does not work properly, check whether you are able to rectify the problem yourself. If the problem cannot be solved with the steps below, contact the customer service department.



Do not attempt to repair an electrical device yourself!

The operating lamp (7) does not light up red when the device is connected to the mains power.

The USB mains adapter is not plugged correctly in the plug socket or the USB connector is not plugged correctly in the charging socket (6) or in the connecting socket on the USB mains adapter.

- ▶ Correct the fit of the plug connections.

The plug socket is defective.

- ▶ Try another plug socket.

There is no mains voltage.

- ▶ Check the fuse of the mains connection.

The battery is fully charged.

- ▶ Disconnect the device from the mains power.

The device does not start.

The battery is empty.

- ▶ Charge up the battery.

DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



This device is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of the device with built-in battery as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.



TECHNICAL DATA

Article number:	00567
ID of the operating instructions:	Z 00567 M DS V1 0820 dk
Model number:	DT-M01
Battery:	3.7 V (Li-ion battery, 3600mAh)
Power supply:	5 V, 1 A USB mains adapter (not supplied with the device)
Battery charge time:	approx. 1.5 hours
Battery operating time:	up to approx. 9 hours (with fully charged battery)



All rights reserved.



SOMMAIRE

Composition	16	Embouts et zones d'application	21
Aperçu général	16	Utilisation	21
Symboles	17	Entretien et rangement	22
Mentions d'avertissement	17	Résolution des problèmes	23
Utilisation conforme	18	Mise au rebut	23
Dans quels cas l'utilisation de l'appareil n'est-elle pas indiquée ?	18	Caractéristiques techniques	23
Consignes de sécurité	19		
Accus	21		



COMPOSITION

- Mini Massage Gun
- Embout fourche
- Embout plat
- Embout cartouche
- Embout sphérique
- Câble USB (fiche A vers fiche USB C)
- Mode d'emploi


S'assurer que l'ensemble livré est complet et que ses composants ne présentent pas de dommages imputables au transport. En cas de dommages, ne pas utiliser et contacter le service après-vente.

Enlever de l'appareil les éventuels films protecteurs, adhésifs ou protections de transport. **Ne jamais ôter la plaque signalétique de l'appareil ni les éventuelles mises en garde apposées.**



APERÇU GÉNÉRAL

(Illustration A)

- 1 Réception de l'embout
- 2 Corps de l'appareil
- 3 Poignée
- 4 Témoins lumineux niveau d'intensité
- 5  Démarrage / Arrêt / Réglage du niveau d'intensité
- 6 Douille de rechargement
- 7 Témoin lumineux de fonctionnement
- 8 Embout sphérique
- 9 Embout fourche
- 10 Embout plat
- 11 Embout cartouche



Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de notre **Mini Massage Gun MAXXMEE**. Il opère jusqu'à 3200 mouvements par minute pour un massage puissant de premier choix – l'idéal quand vous avez tout donné au sport, au quotidien ou au travail. Il stimule fortement la circulation sanguine pour vous redonner votre mobilité. Vous pouvez désormais vous accorder une pause où et quand vous le souhaitez puisque cet outil puissant sans fil est peu encombrant et se glisse dans quasiment n'importe quel sac. Pour toute question concernant cet appareil et ses pièces de rechange et accessoires, veuillez vous adresser au service après-vente via notre site Internet : www.dspro.de/kundenservice

Nous espérons que votre **Mini Massage Gun MAXXMEE** vous donnera entière satisfaction !

Informations sur le mode d'emploi

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et le conserver précieusement pour toute question ultérieure ainsi que pour les autres utilisateurs. Il fait partie intégrante de l'appareil. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de non-observation des instructions qu'il contient.

SYMBOLES



Symboles de danger : ces symboles signalent des possibles dangers. Lire et observer attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Informations complémentaires



Consulter le mode d'emploi avant utilisation !



Signe de commutation pour le courant continu

MENTIONS D'AVERTISSEMENT

Les mentions d'avertissement désignent les risques qu'implique le non respect des consignes correspondantes.

AVERTISSEMENT – Risque moyen pouvant induire des blessures graves, voire mortelles

AVIS – Risque de dégâts matériels

UTILISATION CONFORME

- L'appareil est conçu pour le massage de tout le corps et sert à se détendre. **Il ne remplace en aucun cas un traitement médical prescrit.**
- Cet appareil n'est **pas** un jouet.
- Mieux vaut ne pas utiliser l'appareil avant d'aller se coucher. Les massages exercent un effet stimulant qui peut éventuellement poser des problèmes pour s'endormir ensuite.
- L'appareil est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel et non médical.
- Il doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.


DANS QUELS CAS L'UTILISATION DE L'APPAREIL N'EST-ELLE PAS INDIQUÉE ?

- Les enfants, les personnes endormies ou inconscientes et les animaux ne doivent pas être traités avec cet appareil.
- Les personnes suivantes ne doivent utiliser cet appareil **que sur accord préalable d'un médecin** :
 - les personnes portant un stimulateur cardiaque ou un implant médical similaire ;
 - les personnes souffrant d'une maladie cardiaque ou d'épilepsie ;
 - les personnes souffrant de maladies du dos ou d'affections de la colonne vertébrale ;
 - les personnes souffrant d'ostéomyélite, d'ostéite (en particulier en cas de lésion de la colonne vertébrale) ou d'ostéoporose ;
 - les femmes enceintes ou ayant récemment accouché ;
 - les personnes souffrant de troubles de la circulation sanguine ou de thrombose ;
 - les personnes ayant subi une opération et étant encore en convalescence ;
 - les personnes souffrant de malformations physiques ;
 - les personnes souffrant d'une tumeur maligne.

- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de ou sur :
 - des blessures ;
 - des tuméfactions ;
 - des irritations cutanées ;
 - des parties du corps enflammées ;
 - des verrues ;
 - des infections fongiques ;
 - des dermatoses ;
 - des parties osseuses ;
 - la tête ;
 - les parties intimes ;
- des parties du corps anesthésiées ou insensibles.
- **L'usage de l'appareil sur les articulations ou autour des articulations est exclusivement réservé aux personnes formées à cet effet.**

En cas de doute sur l'aptitude à utiliser l'appareil, prière de s'en entretenir avec un médecin compétent.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (enfants compris) ne disposant pas de leur intégrité sensorielle ou mentale ou manquant d'expérience ou de connaissances. De telles personnes ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte chargé de leur sécurité et qui leur expliquera le cas échéant comment s'en servir. Risque de blessure en cas de manipulation erronée !
 - Ne procéder à aucune modification sur l'appareil. C'est au seul fabricant, service après-vente ou à une personne aux qualifications similaires (par ex. un atelier spécialisé) qu'il revient de le réparer et/ou de le démonter afin d'éviter tout danger.
- 

AVERTISSEMENT – Risque de blessures !
- Ne pas laisser les emballages à la portée des enfants et des animaux. Risque de suffocation !
 - S'assurer de toujours tenir le cordon de raccordement hors de portée des jeunes enfants et des animaux. Risque de strangulation !
 - Si les accus ont coulé, éviter tout contact corporel avec l'électrolyte. Le cas échéant, porter des gants de protection. En cas de contact avec l'électrolyte, rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis faire appel sans attendre aux secours médicaux. Risque de brûlures causées par l'électrolyte des piles !
 - Pour la propre sécurité de l'utilisateur, l'appareil et le cordon de raccordement doivent être contrôlés avant chaque mise en marche afin de s'assurer qu'ils ne présentent

aucun endommagement. Utiliser l'appareil uniquement s'il est fonctionnel.

- Veiller à ce que le cordon de raccordement n'expose personne à un risque de trébuchement.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de dysfonctionnement ou s'il est tombé dans l'eau. Avant toute remise en service, le faire contrôler dans un atelier spécialisé.



Avertissement – Risque émanant des accus

- Le corps de l'appareil avec ses accus intégrés ne doit pas être démonté, jeté au feu ni exposé à des températures élevées supérieures à +40 °C. Les accus pourraient s'enflammer ou exploser.
- S'assurer que l'appareil, et notamment le corps de l'appareil, ne soit pas mouillé. Ne pas utiliser l'appareil si du liquide a pénétré en son sein. Les accus dans le corps de l'appareil pourraient s'enflammer ou exploser.
- Afin d'éviter tout risque de surchauffe de l'appareil, ne pas le couvrir lorsqu'il est en cours de chargement.

AVIS – Risque de dégâts matériels

- L'appareil doit être éteint au moment d'être raccordé au réseau ou d'en être débranché.
- Veiller à ce que le cordon de raccordement ne soit ni pincé, ni coincé, ni posé sur des arêtes vives et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- Pour extraire le bloc d'alimentation de la prise de courant, tirer toujours sur le bloc, jamais sur le cordon d'alimentation.
- Ne pas tirer et ne pas porter l'appareil par son cordon de raccordement. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour du bloc d'alimentation.
- Utiliser uniquement des accessoires d'origine du fabricant pour ne pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil et éviter tout éventuel dommage.
- Veiller à ce que l'appareil ne soit pas soumis à des chocs ; le maintenir éloigné de toute source de chaleur ou flamme, ne pas l'exposer à des températures négatives, ni trop longtemps à l'humidité et ne pas le mouiller.


ACCUS

Chargement des accus

À observer !

- Un adaptateur secteur USB conforme aux caractéristiques techniques spécifiées pour l'appareil (voir la plaque signalétique ou « Caractéristiques techniques ») est requis. Celui-ci n'est pas inclus à la livraison.
- Risque de court-circuit ! Ne pas insérer d'objets conducteurs (par ex. un tournevis ou autre outil du genre) dans la douille de rechargement.
- Utiliser l'appareil uniquement à l'intérieur.
- Ne pas recharger l'appareil dans des pièces à fort taux d'humidité.

Avant la première mise en service, impérativement recharger les accus intégralement pour qu'ils puissent atteindre leur capacité de charge maximale.

1. S'assurer que l'appareil est bien éteint. Appuyer à cet effet sur la touche  (5) pendant env. 3 secondes.
2. Insérer la fiche USB C du câble USB dans la douille de rechargement (6) de l'appareil et la fiche USB dans la douille d'un adaptateur secteur USB approprié.
3. Raccorder l'adaptateur secteur USB à une prise de courant aisément accessible. Le témoin lumineux de fonctionnement (7) s'allume en rouge. Lorsqu'il passe au vert, cela

signifie que les accus sont entièrement rechargés.

4. Débrancher l'adaptateur secteur USB de la prise et le câble USB de l'adaptateur secteur USB et de l'appareil.

EMBOUTS ET ZONES D'APPLICATION

(Illustrations C à F)

- **Embout sphérique (8) :**
pour les grands groupes de muscles, comme par ex. le quadriceps et le grand glutéal, ainsi que pour la détente ponctuelle en cas de courbatures
- **Embout fourche (9) :**
pour la nuque, les extenseurs dorsaux, les mollets et autres.
- **Embout plat (10) :**
sert à la détente de l'ensemble du corps
- **Embout cartouche (11) :**
pour les tissus profonds, les pieds, les mains, etc.



UTILISATION

À observer !

- Afin d'éviter toute surchauffe, ne pas utiliser l'appareil sous une couverture ou un autre objet similaire.
- Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est raccordé au secteur.
- Par mesure d'hygiène, ne pas utiliser l'embout sphérique sur une peau enduite de crème ou d'huile.

FR

- En cas de sensation désagréable ou de fourmillement dans la main tenant l'appareil, interrompre l'utilisation et consulter le cas échéant un médecin.

1. Insérer l'embout de son choix jusqu'en butée dans la réception (1) sur le corps de l'appareil (2).
2. Maintenir la touche  (5) enfoncée env. 3 secondes pour allumer l'appareil. Le témoin lumineux de fonctionnement (7) s'allume en vert et les témoins lumineux (4) s'allument brièvement les uns après les autres. L'appareil commence à tourner au niveau d'intensité 1. Pendant l'utilisation, le témoin lumineux de fonctionnement clignote en vert à intervalles réguliers.
3. Appuyer brièvement sur la touche  pour passer d'un niveau d'intensité à un autre. Le nombre de témoins lumineux allumés indique le niveau d'intensité actuellement activé.




Nous recommandons de commencer par le plus faible niveau et d'augmenter peu à peu l'intensité.

4. Tenir l'appareil par sa poignée (3) et appliquer l'embout sur la zone du corps souhaitée en exerçant une légère pression. **Ne pas exercer une trop forte pression !**



Nous recommandons de ne pas dépasser la durée de massage max. de 15 minutes par zone musculaire.

5. Pour arrêter l'appareil, maintenir appuyée la touche  pendant env. 3 secondes. Les témoins lumineux s'allument brièvement les uns après les autres puis s'éteignent. Le témoin lumineux de fonctionnement s'éteint aussi.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

À observer !

- Pour le nettoyage, n'utiliser ni agent caustique ou récurant, ni tampon de nettoyage qui pourraient endommager les surfaces.

S'assurer que l'appareil est arrêté et qu'il est débranché du secteur.

- Retirer du corps de l'appareil (2) l'embout utilisé et le nettoyer. Tous les embouts **excepté l'embout sphérique** (8) peuvent se nettoyer à l'eau chaude avec un produit nettoyant doux.
- Nettoyer le corps de l'appareil et l'embout sphérique avec un chiffon légèrement humide.
- Stocker l'appareil et tous les accessoires dans le coffret de rangement à placer dans un endroit sec, à l'abri du soleil et inaccessible aux enfants et aux animaux.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, examiner le problème pour constater s'il est possible d'y remédier soi-même. À défaut de résoudre le problème selon les indications suivantes, contacter le service après-vente.



Ne pas essayer de réparer soi-même un appareil électrique !

Le témoin lumineux de fonctionnement (7) ne s'allume pas en rouge lorsque l'appareil est raccordé au réseau.

L'adaptateur secteur USB n'est pas branché correctement à la prise de courant ou la fiche USB n'est pas correctement enfoncée dans la douille de rechargement (6) ou dans la douille de raccordement de l'adaptateur secteur USB.

- ▶ Corriger la position des connecteurs.

La prise est défectueuse.

- ▶ Essayer le branchement sur une autre prise.

Il n'y a pas de tension secteur.

- ▶ Contrôler le fusible du secteur.

Les accus sont entièrement rechargés.

- ▶ Débrancher l'appareil du secteur.

L'appareil ne démarre pas.

Les accus sont vides.

- ▶ Recharger les accus.

MISE AU REBUT



Se débarrasser des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Cet appareil est assujéti à la directive européenne 2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). L'appareil avec ses accus intégrés ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être mis au rebut dans le respect de l'environnement par une entreprise de recyclage agréée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence article :	00567
Identifiant mode d'emploi :	Z 00567 M DS V1 0820 dk
N° de modèle :	DT-M01
Accus :	3,7 V (accus Li-Ion, 3600 mAh)
Alimentation électrique :	5 V, 1 A adaptateur secteur USB (non fourni)
Temps de charge des accus :	env. 1,5 heures
Durée de fonctionnement des accus :	jusqu'à 9 heures env. (pour des accus à pleine charge)



Tous droits réservés.

INHOUD

Omvang van de levering	24
Een overzicht	24
Symbolen	25
Signaalwoorden	25
Doelmatig gebruik	25
Wanneer mag je het apparaat niet gebruiken?	26
Veiligheidsaanwijzingen	27
Accu	28

Opzetstukken en toepassingsgebieden	29
Gebruik	29
Verzorging en opbergen	30
Oplossen van problemen	30
Verwijdering	31
Technische gegevens	31

OMVANG VAN DE LEVERING

- Mini Massage Gun
- Gaffel-opzetstuk
- Plat opzetstuk
- Patroon-opzetstuk
- Bol-opzetstuk
- USB-kabel (A-stekker op USB-C-stekker)
- Gebruikershandleiding

Controleer of de levering volledig is en of de onderdelen transportschade hebben opgelopen. Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd, maar neem contact op met de klantenservice.

Verwijder eventuele folie, stickers of transportbeveiliging van het apparaat.

Verwijder nooit het typeplaatje en eventuele waarschuwingen!

EEN OVERZICHT

(Afbeelding A)

- 1 Houder voor het opzetstuk
- 2 Hoofdeenheid
- 3 Greep
- 4 Controlelampjes intensiteitsniveau
- 5  Start / Stop / Instellen van intensiteitsniveau
- 6 Laadbus
- 7 Indicatielampje
- 8 Bol-opzetstuk
- 9 Gaffel-opzetstuk
- 10 Plat opzetstuk
- 11 Patroon-opzetstuk

Beste klant,

Wij danken je dat je hebt gekozen voor de aankoop van onze **MAXXMEE Mini Massage Gun**. Deze werkt met maximaal 3200 slagen per minuut en levert zo een krachtige, kwalitatief hoogwaardige massage – ideaal als je jezelf helemaal hebt gegeven tijdens het sporten, in het dagelijks leven of op het werk. De bloedsomloop wordt intensief gestimuleerd en je beweeglijkheid wordt hersteld. Nu kunt je altijd en overal een massagepauze inlassen, want dit slanke en draadloze elektrische power tool past in bijna elke zak en tas. Mocht je vragen hebben over het apparaat en onderdelen/toebehoren, neem dan contact op met de klantenservice via onze website: www.dspro.de/kundenservice

Wij wensen je veel plezier met je **MAXXMEE Mini Massage Gun**.

Informatie over de gebruikershandleiding

Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat deze gebruikershandleiding zorgvuldig door, en bewaar deze voor latere vragen en andere gebruikers. Deze is een bestanddeel van het apparaat. Fabrikant en importeur aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer de informatie in deze gebruikershandleiding niet in acht wordt genomen.

SYMBOLEN

Gevaarsymbolen: deze symbolen wijzen op mogelijke gevaren. Lees de bijhorende veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht.



Aanvullende informatie



Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding!



Symbool voor gelijkspanning

SIGNAALWOORDEN

Signaalwoorden duiden op gevaren die ontstaan als de bijhorende instructies niet in acht worden genomen.

WAARSCHUWING – gemiddeld risico, kan ernstige verwonding of de dood tot gevolg hebben

LET OP – kan risico van materiële schade tot gevolg hebben

DOELMATIG GEBRUIK

- Het apparaat is bedoeld voor massage van het hele lichaam en dient ter ontspanning. **Het is geen vervanging voor een medisch noodzakelijke behandeling.**
- Het apparaat is **geen** speelgoed.

NL

- Het apparaat mag niet worden gebruikt voordat je gaat slapen. Massages hebben een stimulerende werking, wat mogelijk een nadelig effect heeft op het in slaap vallen.
- Het apparaat is bedoeld voor privégebruik, niet voor commerciële of medische doeleinden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig.
- Alle gebreken die ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.
- mensen die lijden aan doorbloedingsstoornissen of trombose;
- mensen die een operatie hebben ondergaan waarvan de behandeling nog niet is afgerond;
- mensen met lichamelijke afwijkingen;
- mensen die een malignoom hebben.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt of op:
 - verwondingen;
 - zwellingen;
 - huidirritaties;
 - ontstoken huiddelen;
 - wratten;
 - schimmelinfecties;
 - pathologische huidveranderingen;
 - botten;
 - hoofd;
 - intieme delen;
 - verdoofde of gevoelloze lichaamsdelen.

WANNEER MAG JE HET APPARAAT NIET GEBRUIKEN?

- Kinderen, slapende of bewusteloze personen en dieren mogen niet met het apparaat worden behandeld.
- De volgende personen mogen het apparaat **alleen gebruiken na overleg met een arts**:
 - dragers van een pacemaker of gelijkaardige medische implantaten;
 - mensen met hartaandoeningen of epileptici;
 - mensen met aandoeningen in de rug of aan de wervelkolom;
 - mensen die lijden aan osteomyelitis, botontsteking (met name bij schade aan de wervelkolom) of aan osteoporose;
 - zwangere of pas bevallen vrouwen;
- **Het gebruik van het apparaat op gewrichten of rondom gewrichten is uitsluitend voorbehouden aan daartoe opgeleide personen.**

Overleg bij onzekerheid of het apparaat mag worden gebruikt met een verantwoordelijke arts.

VEILIGHEIDS- AANWIJZINGEN

- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte sensorische of mentale vaardigheden of bij gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij op hen door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon wordt toegezien of zij door hem/haar aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaat moet worden gehanteerd. Er bestaat verwondingsgevaar door verkeerde inzet!
- Voer geen veranderingen uit aan het apparaat. Ter vermijding van gevaren mag het apparaat alleen door de fabrikant, de klantenservice of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon (bijv. in een gespecialiseerde werkplaats) gedemonteerd en/of gerepareerd worden.



WAARSCHUWING – Verwondingsgevaar

- Houd verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en dieren. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Zorg ervoor dat het netsnoer steeds buiten het bereik is van kleine kinderen en dieren. Er bestaat gevaar voor wurging.
- Mocht de accu lekken, vermijd dan lichaamscontact met het batterijzuur. Draag indien nodig veiligheidshandschoenen. Spoel bij contact met batterijzuur de getroffen plaatsen direct met veel schoon

water en raadpleeg onmiddellijk een arts. Er bestaat verbrandingsgevaar door bijtend batterijzuur.

- Controleer het apparaat en het netsnoer in het belang van je eigen veiligheid vóór elke inbedrijfstelling op beschadigingen. Gebruik het apparaat alleen wanneer het foutloos functioneert.
- Zorg ervoor dat niemand over het netsnoer kan struikelen.
- Gebruik het apparaat niet als er een defect is, of als het in het water is gevallen. Laat het controleren in een vakwerkplaats alvorens het opnieuw in gebruik te nemen.



WAARSCHUWING – Gevaar door accu's

- De hoofdeenheid met ingebouwde accu mag niet uit elkaar genomen, in het vuur geworpen of aan temperaturen hoger dan +40 °C blootgesteld worden. De accu zou kunnen ontbranden of exploderen.
- Zorg ervoor dat het apparaat en vooral de hoofdeenheid niet nat kunnen worden. Gebruik het apparaat niet meer als vloeistoffen in het apparaat zijn binnengedrongen. De accu in de hoofdeenheid zou kunnen ontbranden of exploderen.
- Dek het apparaat tijdens het opladen niet af, om een oververhitting te vermijden.

LET OP – Gevaar voor materiële schade

- Het apparaat moet uitgeschakeld zijn als het wordt losgekoppeld van of aangesloten op het stroomnet.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet bekneld raakt, geknikt of over scherpe randen gelegd wordt, en dat deze niet in aanraking komt met hete oppervlakken.
- Wanneer de voedingseenheid uit de contactdoos wordt getrokken, houd deze dan altijd aan de voedingseenheid vast en nooit aan het netsnoer.
- Trek of draag het apparaat niet aan de aansluitkabel. Wikkel het netsnoer nooit rond de voedingseenheid.
- Gebruik om de werking van het apparaat niet te benadelen en om eventuele schade te verhinderen alleen origineel toebehoren van de fabrikant.
- Bescherm het apparaat tegen warmtebronnen, open vuur, temperaturen onder nul, lang aanhoudend vocht, natheid en schokken.


ACCU

Accu opladen

Opgelet!

- Er is een extra USB-netadapter nodig, die overeenstemt met de technische gegevens van het apparaat (zie typeplaatje of 'Technische gegevens'). Deze is niet meegeleverd.
- Gevaar voor kortsluiting! Steek geen geleidende voorwerpen (bijv. een schroevendraaier of iets dergelijks) in de laadbus.
- Laad het apparaat uitsluitend op in gesloten ruimtes.
- Laad het apparaat niet in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.

Laad om de maximale laadcapaciteit te bereiken vóór de eerste ingebruikname de accu zeker volledig op.

1. Controleer of het apparaat is uitgeschakeld. Druk daarvoor de toets  (5) ca. 3 seconden in.
2. Steek de USB-C-stekker van de USB-kabel in de laadbus (6) van het apparaat en de USB-stekker in de bus van een geschikte USB-netadapter.
3. Sluit de USB-netadapter aan op een goed toegankelijke contactdoos. Het indicatielampje (7) brandt rood. Als het indicatielampje groen brandt, dan is de accu volledig opgeladen.
4. Trek de USB-netadapter uit de contactdoos en trek de USB-kabel uit de USB-netadapter en het apparaat.

OPZETSTUKKEN EN TOEPASSINGSGEBIEDEN



(Foto C–F)

- **Bol-opzetstuk (8):**
voor grote spiergroepen zoals quadriceps en gluteus maximus en voor het gericht losmaken bij spierpijn
- **Gaffel-opzetstuk (9):**
voor nek, rugstrekker (musculus erector spinae), kuiten, e.d.
- **Plat opzetstuk (10):**
geschikt voor ontspanning van het hele lichaam
- **Patroon-opzetstuk (11):**
voor dieper liggend weefsel, maar ook voor voeten, handen enz.

GEBRUIK

Opgelet!

- Gebruik het apparaat niet onder een deken of iets dergelijks om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet, wanneer het is aangesloten op het stroomnet.
- Om hygiënische redenen mag het bol-opzetstuk niet worden gebruikt bij een met crème of olie ingesmeerde huid.
- Als er een onaangenaam of een tintelend gevoel ontstaat in de hand die het apparaat vasthoudt, stop dan met het gebruik en raadpleeg indien nodig een arts.

1. Steek het gewenste opzetstuk tot aan de aanslag in de houder (1) van de hoofdeenheid (2).
2. Druk toets  (5) ca. 3 seconden in om het apparaat in te schakelen. Het indicatielampje (7) brandt groen en de controlelampjes (4) branden kort na elkaar. Het apparaat begint te werken op intensiteitsniveau 1. Tijdens het gebruik knippert het indicatielampje met regelmatige tussenpozen groen.
3. Druk  kort op de toets om te wisselen tussen de intensiteitsniveaus. Het aantal brandende controlelampjes geeft aan welke intensiteit momenteel is ingesteld.




Wij raden aan te beginnen met het laagste niveau en de intensiteit geleidelijk te verhogen.

4. Houd het apparaat bij de greep (3) vast en leid het opzetstuk met lichte druk over het gewenste lichaamsdeel. **Oefen niet teveel druk uit!**



Wij adviseren om een spierpartij niet langer dan 15 minuten per keer te masseren.

5. Om het apparaat uit te schakelen moet toets  ca. 3 seconden lang ingedrukt gehouden worden. De controlelampjes gaan kort na elkaar branden en gaan weer uit. Het indicatielampje gaat eveneens uit.

VERZORGING EN OPBERGEN

Opgelet!

- Gebruik voor het reinigen geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen of -pads. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en niet is aangesloten op het stroomnet.

- Verwijder het gebruikte opzetstuk van de hoofdeenheid (2) en maak deze schoon. Alle opzetstukken, **behalve het bol-opzetstuk (8)**, kunnen met warm water en een mild reinigingsmiddel worden schoongemaakt.
- Neem de hoofdeenheid en het bol-opzetstuk af met een licht vochtige doek.
- Bewaar het apparaat in de bijbehorende verpakking op een tegen zon beschermde, droge en voor kinderen en dieren ontoegankelijke plek.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Wanneer het apparaat niet op de juiste wijze functioneert, kun je nagaan of je een probleem zelf kunt oplossen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem met de hieronder genoemde stappen niet kan worden opgelost.



Probeer niet om een elektrisch apparaat zelf te repareren!

Het indicatielampje (7) brandt niet rood als het apparaat is aangesloten op het stroomnet.

De USB-netadapter is niet goed aangesloten op het stopcontact of de USB-stekker is niet goed in de laadbus (6) of in de laadbus van de USB-netadapter gestoken.

- ▶ Corrigeer de zitting van de stekkerverbindingen.

De contactdoos is defect.

- ▶ Probeer een andere contactdoos.

Er is geen netspanning beschikbaar.

- ▶ Controleer de zekering van de netaansluiting.

De accu is volledig opgeladen.

- ▶ Onderbreek de stroomtoevoer naar het apparaat.

Het apparaat start niet.

De accu is leeg.

- ▶ Laad de accu op.

VERWIJDERING



Verwijder het verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk en breng dit naar een recyclepunt.



Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Het apparaat met ingebouwde accu mag niet bij het normale huisafval worden gedaan, maar moet milieuvriendelijk worden verwerkt door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer:	00567
ID gebruikershandleiding:	Z 00567 M DS V1 0820 dk
Modelnummer:	DT-M01
Accu:	3,7 V (li-ion accu, 3600mAh)
Stroomvoorziening:	5 V, 1 A USB-netadapter(niet bij de levering inbegrepen)
Laadduur accu:	ca. 1,5 uur
Bedrijfsduur accu:	tot ca. 9 uur (bij volledig opgeladen accu)



Alle rechten voorbehouden.

